



Electrophorèse Capillaire

Performance analytique


- Séparation rapide des protéines
- Résolution et reproductibilité excellentes




PROTEIN(E) 6




IMMUNOTYPAGE



HbA1c



HEMOGLOBIN(E)



CDT, CDT_{IFCC}

Pour commander

Instruments

- MINICAP FLEX-PERCING1232

Réactifs

- MINICAP PROTEIN(E) 62203
- MINICAP HEMOGLOBIN(E)2207
- MINICAP CDT2208
- MINICAP Hb A1c2215
- MINICAP IMMUNOTYPING2300

Accessories

- LECTEUR CODES-BARRES CAPILLARYS / MINICAP1079

Consommables

- MINICAP FLEX-PERCING CAPICLEAN2251
- MINICAP CUPULES RÉACTIF (3)2281
- MINICAP COUVERCLES BOÎTES CUPULES USAGÉES (12)2286
- CLEAN PROTECT2059




Scannez ici pour plus d'informations sur le MINICAP FLEX-PERCING

MINICAP

FLEX-PIERCING

SOLUTION D'AUTOMATISATION MULTI-PARAMÈTRES

sebia
The new language of life



Instrument multiparamétrique

Large menu de tests

- Électrophorèse des Protéines Sériques (EPS)
- Immunotypage Sérique
- Hb A1c
- Électrophorèse des hémoglobines
- CDT/CDT_{IFCC}

Gestion des échantillons


Automatisation totale

- Agitation des tubes et perçage des bouchons pour les techniques Hb A1c & Hémoglobine
- Traçabilité complète depuis le tube primaire jusqu'au résultat final

Système informatique

Flux d'informations optimisé

- Mise en réseau des instruments Sebia
- Validation décentralisée des résultats
- Accès décentralisé
- Capacité illimitée de stockage des données



Logiciel d'interprétation

Validation facilitée des résultats


- Interface intuitive et conviviale
- Fonction recherche multicritères
- Rappel automatique de l'historique du patient
- Tri automatique des résultats

Cadences

- EPS : 18 tests/h
- Hb A1c : 8 tests/h
- Hémoglobine : 7 tests/h
- CDT & CDT_{IFCC} : 10 tests/h

Spécifications


- Instrument compact
- Capacité maximale de chargement : 28 échantillons



33 Av.Salah Ben Youssef, Menzah 9A, Tunis, Tunisie
Mobile : (+216) 20 277 776
Fix : (+216) 71 875 085
E-mail : info@ph-diagnostics.net

CAPILLARYS 3 | Beyond Separation*


CAPILLARYS 3
OCTA




CAPILLARYS 3
TERA



CAPILLARYS 3
TERA TLA



CAPILLARYS 3
TERA MC3



Sebia vous accompagne dans votre transformation

Flexibilité des solutions

un instrument indépendant, une solution modulaire ou une connexion à une chaîne analytique, quelle configuration vous convient le mieux aujourd'hui ?

Service & support

Vous avez une question ? Appelez notre centre d'expertise.

Traçabilité & sécurité

Tout est sous votre contrôle avec la traçabilité totale des échantillons et réactifs, *cap piercing* et agitation des tubes de sang total.

Logiciel d'aide à l'interprétation des résultats

Le logiciel spécialisé PHORESIS simplifie la gestion de vos dossiers patients.

Qualité des résultats

Rendez les résultats patients en toute confiance grâce à une technique séparative de haute performance, l'électrophorèse capillaire.

Productivité et optimisation des flux

Avec des instruments performants et autonomes, vos patients recevront les résultats plus tôt.

Une séparation claire nette et précise pour une excellente qualité de résultat

CAPILLARYS 3
OCTA / TERA




Instruments d'électrophorèse multiparamétriques avec 8/12 capillaires en parallèle. Quand l'excellence analytique rejoint la haute cadence

CAPILLARYS 3
TERA MC



Solution modulaire : jusqu'à 3 CAPILLARYS 3 TERA connectés avec un chargeur de tubes. Grande autonomie : 700 échantillons peuvent être analysés sans intervention de technicien

CAPILLARYS 3
TERA TLA



Connectivité à la chaîne du laboratoire avec un instrument *point-in-space*. L'excellence analytique est désormais totalement automatisée

* Vérifiez la disponibilité des produits auprès de votre représentant Sebia

Instruments multiparamétriques avec un large menu de tests* :

- Hb A1c (sang capillaire & sang veineux)
- Électrophorèse des Protéines Sériques & Urinaires (EPS & EPU)
- Immunotypage Sérique & Urinaire
- CDT/CDT_{IFCC}
- Électrophorèse des hémoglobines

Pour commander

Instruments

• CAPILLARYS 3 OCTA	1245
• CAPILLARYS 3 TERA	1246
• CAPILLARYS 3 TERA TLA	1248
• CAPILLARYS 3 TERA Chargeur	1249
• CAPILLARYS 3 TERA Convoyeur	1250

Consommables

• CAPILLARYS 3 CAPICLEAN	2060
• CAPILLARYS 3 Solution de lavage	2062
• CAPILLARYS 3 Cupules réactif (24x14 unités)	2582
• CAPILLARYS 3 Boîtes pour cupules réactif usagées (5)	2581